



**KYORENE®**  
THE GRAPHENE FIBER

# 01 - 701

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT



EN407



X1XXXX

EN388



4X42F



COUPURE



Oeko-Tex®  
Standard 100



TOUCH  
SCREEN

### PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13
- Enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire

### CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

### APPLICATIONS:

- Fabrication métallique
- Emboutissage
- Transformation de l'acier
- Manutention de pièces d'acier
- Recyclage

### CATÉGORIE:

- Kyorene®

### CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

### TECHNOLOGIES:



### CONDITIONNEMENT:

| TAILLE GANT       | 6      | 7     | 8     | 9      | 10   | 11   |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|
| COULEUR MANCHETTE | Violet | Rouge | Jaune | Marron | Noir | Bleu |
| PAR CARTON        | 72     | 72    | 72    | 72     | 72   | 72   |

### NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42F

| ABRASION              |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| COUPURE               | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉCHIRURE             |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERFORATION           |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TEST TDM À LA COUPURE | A | B | C | D | E | F |